

Registro Sanitario INVIMA
2019DM-0019817



MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL

ELECTRÓNICO DIGITAL

Ref. B03



Función
Promedio



Latido
Irregular



Función
OMS



Medición
Doble Usuario



No tiene
Altavoz

Descripción

Monitor de presión arterial usado en el hogar. dos usuarios, indicador de niveles de presión según la OMS, detector de latidos irregulares, símbolo error de movimiento.

Funciona con:

- Cable adaptador USB
- Pilas AA

Uso

Dispositivo de medición para uso de adultos en la parte superior del brazo en casa o en el consultorio de su médico.

Permite una medición muy rápida y confiable de la presión arterial sistólica y diastólica, así como el pulso a través del método oscilométrico.

Producto importado por
PHYSIOTRAMA S.A.S
Carrera 38 12A-66 Acopi
Yumbo- Colombia

Especificaciones técnicas

Tipo de producto	Brazo superior tipo B03
Rango de medicion	DIA: 40-130mmHg; SYS: 60-230mmHg
	Pulso:40-170 beats/min
Exactitud	Presión Arterial ± 5 mmHg
	Pulso $\pm 5\%$ de la lectura
Memoria	2x120 grupos
Función promedio	Valor de medición promedio de los últimos 3 grupos
Material	Pantalla digital ABS+LCD
Medida del brazalete	22 - 40cm
Fuente de alimentación	Externa-DC 5V 1A
	Interna-DC 4.5V (3xAA)
Condiciones de operación	Temperatura: 5 °C to 40 °C;
	Humedad: 15% to 93% RH;
	Altitud de presión: 70 KPa~ 106 Kpa
Condiciones de almacenamiento y envío	Temperatura: -25 °C to +70 °C;
	Humedad: $\leq 93\%$ RH;
	Altitud de presión: 70KPa~ 106Kpa

Garantía

- Su tensiómetro está garantizado por 1 año contra defectos del fabricante para el comprador original solamente, desde la fecha de compra.
- La garantía no aplica si hay daños causados por manejo inapropiado, accidentes, uso profesional, incumplimiento de seguir las instrucciones o alteraciones hechas al instrumento por terceros.
- La garantía sólo aplica a este instrumento y a su manguito. Todos los demás accesorios no están cubiertos por la garantía.
- No contiene partes que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Las baterías o el daño causado por baterías viejas no están cubierto por la garantía.