



Eagle Support

SOPORTE PARA RODILLA

Registro Sanitario INVIMA2016DM-0015286

Ref: KN-072

Composición: soportes laterales en aluminio ,extensibles para alargar y acortar, articulación graduable con bloqueo, almohadillas en espuma.

Características: Bisagra de rango de movimiento fácil de usar con topes de flexión y extensión de ajuste rápido para controlar y limitar la flexión y extensión de la rodilla. Los clips de bloqueo de correa mantienen las correas colocadas en las barras y las bisagras en la ubicación correcta alrededor de la rodilla.

Las hebillas de clip rápido permiten una fácil colocación y extracción de la férula.

Limitación de extensión en: - 10°, 0°, 10°, 20°, 30°

Limitación de flexión en: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°

100°, 110°, 120°.

Ideal para: Lesiones de ligamentos colaterales (roturas), tratamiento conservador de las inestabilidades resultantes de lesiones combinadas de rodilla, rotura de ligamentos cruzados combinado con lesiones ligamentosas colaterales (Triada)

Contraindicaciones: si experimenta irritación, enrojecimiento o sensibilidad al material, detenga su uso.

Instrucciones de lavado:



limpiar a mano con jabón suave



Evite el uso de blanqueador o cloro



No escurrir



No planchar



Secar al aire a temperatura ambiente



No lavar en lavadora



No lavar en seco

Garantía:

El soporte ortopédico articulado para rodilla de referencia KN-043 cuenta con una garantía de 6 meses exclusivamente para defectos de fabricación.

Esta garantía no aplica para fallos o daños en componentes sujetos a desgaste por uso, tales como el clip de bloqueo, las correas, las bisagras, las hebillas de clic rápido, ni para cualquier alteración en las limitaciones de extensión y flexión graduables, ya que estos elementos están diseñados para ajustarse y permitir un rango de movimiento controlado durante el uso normal del producto.

Guía de Cuidados para Prolongar la Vida Útil de los Soportes Ortopédicos - Eagle Support

1. **Limpieza Regular:** Limpie el soporte ortopédico Eagle Support con un paño suave y húmedo después de cada uso. Evite sumergir el producto en agua o usar productos químicos agresivos que puedan dañar el material y afectar su funcionamiento.
2. **Secado Adecuado:** Asegúrese de que el soporte esté completamente seco antes de guardarlo. Evite la exposición directa al sol o fuentes de calor intenso (como secadores de cabello o radiadores) que puedan deformar o dañar el material, como el neopreno o las bisagras.
3. **Ajuste Correcto:** Ajuste el soporte Eagle Support siguiendo las instrucciones del fabricante para garantizar un uso adecuado. No lo ajuste de manera excesiva ni lo utilice fuera de los límites establecidos para evitar daños en las bisagras, correas y otros mecanismos de ajuste.
4. **Almacenamiento:** Guarde el soporte en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad o el polvo. Evite que se pliegue, se arrugue o se someta a presión excesiva, lo que podría afectar su forma y funcionalidad. Mantenga el soporte Eagle Support en un espacio donde no se exponga a objetos que puedan dañarlo.
5. **Inspección Regular:** Revise periódicamente el soporte Eagle Support para detectar signos de desgaste o daño, especialmente en componentes como bisagras, correas, hebillas y mecanismos de bloqueo. Reemplace cualquier parte dañada o desgastada para asegurar que el soporte mantenga su rendimiento óptimo.

Siguiendo estos cuidados, podrá prolongar la durabilidad, el confort y la efectividad de su soporte ortopédico Eagle Support, asegurando su uso prolongado y eficiente.