

TERMÓMETRO DIGITAL DE OÍDO

Ref. ET003



El termómetro de oído y frente es para medir de manera intermitente la temperatura del cuerpo humano desde el canal auditivo o desde la superficie cutánea central de la frente en personas de todas las edades. Es un método de medición sin contacto para la medición de frente, la distancia de medición recomendada es de 0 cm a 3 cm. El termómetro de oído se puede usar por consumidores en un ambiente del hogar y personal de la salud.

Registro Sanitario

INVIMA 2024DM-0029309

Usos


Mide la temperatura corporal

Especificaciones técnicas

Uso normal condición	Temperatura ambiente: 10°C~40°C (50°F~104°F) Humedad relativa: ≤ 85% RH Altitud de presión: 700 hPa ~ 1060 hPa
Almacenamiento y condición de envío	Temperatura ambiente: -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F) Humedad relativa: ≤95%RH Altitud de presión: 700 hPa a 1060 hPa
Rango de medición (Oído y frente)	32,0°C ~ 43,0°C (89,6°F ~ 109,4°F)
Método de medición	Tipo de contacto
Apagado automático	Aprox. 30 segundos
Sitio de medición	Frente y oreja
Sitio del cuerpo de referencia	Axilar
Modo de operación	Modo ajustado
Vida útil esperada	5 Años

Descripción del producto

- 1.Tapa de conversión de modo
- 2.Sensor infrarrojo
- 3.Botón de encendido: encender el termómetro; medir la temperatura
- 4.pantalla LCD
- 5.Botón de MOD: Consulta de memoria y función de conversión
- 6.Manija
- 7.Compartimento de las pilas



Garantía

El termómetro Valcri cuenta con una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra.

Si durante este periodo el dispositivo presenta fallas o defectos de fabricación y ha sido utilizado correctamente, procederemos con su reparación o reemplazo. Ten presente que esta garantía no cubre daños provocados por un uso inadecuado, caídas, golpes, humedad o alteraciones fuera de las recomendaciones del fabricante.

Producto importado por
PHYSIOTRAMA S.A.S
Carrera 38 12A-66 Acopi
Yumbo- Colombia