


Plantillas Ortopédicas Personalizadas

SUAVES® **FOOT LINE****Material:****Filamento TPU**

Termoplástico flexible
y resistente a la abrasión.

**Material:**

EVA (Colores varios)
Etil Vinil Acetato



Descripción

Las Plantillas personalizadas Suaves se fabrican a la medida con un software especializado en 3D para dar uno de los mejores tratamientos en las dolencias del pie.

Guia de Cuidado

Si incluye

Garantía


3 mes por la EVA - 1 año por Filamento

Acabado




Pegado de la EVA en la plantilla

Pegante en frio - Solución




Perfeccionamiento de la Eva en la plantilla

Pulido de la Eva



CUIDADOS PARA TUS
PLANTILLAS ORTOPÉDICAS
PERSONALIZADAS

Verificar que la plantilla ingrese correctamente en el calzado



Son flexibles

No se pueden mojar



Secar con un paño,
después de usarlas

NO deben ser expuestas
a fuentes de calor



Después de un largo
día de uso ventila los
zapatos y plantillas

Evitar su lavado y el
secado al sol



En caso de mojarlas
Secar a la sombra