

ROBOT


Silla de Ruedas

Reg. Sanitario INVIMA 2025DM-0030344

Ref. KY2018

USOS:

Se utiliza principalmente para ayudar a las personas con movilidad limitada en sus actividades diarias. Es adecuada para moverse en diversos lugares, ya sean interiores o exteriores, como hogares, comunidades, centros comerciales y hospitales, con el objetivo de mejorar la autonomía de movimiento y la calidad de vida de los usuarios



- 1 Respaldo del asiento
- 2 Reposabrazos Lateral
- 3 Joystick
- 4 Asiento
- 5 Reposapiés
- 6 Rueda delantera
- 7 Rueda trasera
- 8 Batería extraíble
- 9 Botón de encendido y apagado
- 10 Selector de modo: estándar ó subir escaleras
- 11 Ajuste del respaldo
- 12 Ajuste del reposapiés
- 13 Interruptor del asiento (Botón de cambio del asiento, según la función)



Características

ANCHO (CM)	ANCHO PLEGADO (CM)	ANCHO DEL ASIENTO (CM)	LONGITUD TOTAL (CM)	LONGITUD PLEGADA (CM)	ALTURA DEL ASIENTO DESDE EL SUELO (CM)	ANCHO DEL RESPALDO (CM)	PROFUNDIDAD DEL ASIENTO (CM)	DIÁMETRO RUEDA TRASERA (PULGADAS)	DIÁMETRO RUEDA DELANTERA (PULGADAS)	TAMAÑO DE CAJA (CM)	REPOSAPIÉS
80	80	50.5 (INTERIOR ENTRE REPOSABRAZOS) 41 (DEL COJIN DEL ASIENTO)	125	125	55	53	58	24,5 CM 9.5 PULG.	25 CM 10 PULG.	125*65*77	6061,3 MM

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA	ESPECIFICACIONES DEL MOTOR	TIEMPO DE CARGA	CARGADOR	PESO NETO SIN BATERÍA	PESO NETO CON BATERÍA	VELOCIDAD MAXIMA (KM/H)	AUTONOMÍA DEL VIAJE	ANGULO MÁXIMO DE ASCENSO	CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA
LITIO 30 AH (27*23*7.7 CM)	SIN ESCOBILLAS 250W*2, CON FRENO ELECTROMAGNÉTICO	6 HRS	10A	87 KG	95 KG	≤ 6 KM/H	≤ 30 KM/H	ESCALONES ≤ 42° RAMPA ≤ 36° ALTURA ≤ 22CM	120 KG

Manual de Usuario

Si incluye, Dirigido a distribuidores y usuarios, va dentro del empaque del dispositivo médico, describiendo el buen uso ,Ensamblado, Consejos de seguridad, Mantenimiento, Precauciones y Plan de Ejercicios Físicos.

Garantía